

Heterofile Antistoffer Programkode 2101 DK

Det er vigtigt at du returnerer dine resultater, positive som negative.

Herved kan andre få oplysning om robustheden af alle de metoder, som er blevet undersøgt.

Kittet indeholder tre prøver,

"Normal", som ikke er tilsat noget

"10 mg/L" som er tilsat museantistof, SAM (sheep antimouse), i lav koncentration, og

"20 mg/L", som er tilsat museantistof i højere koncentration til det samme serum som "Normal".

Lav dobbeltbestemmelse af den komponent, hvis analysemetode, som ønskes undersøgt for interferens af heterofile antistoffer på alle tre prøver.

Udfyld derfor nedenstående skema så detaljeret og udførligt som muligt, og returner det til DEKS, se adresse og mail i 'sidefoden'.

		Kommentar
Komponent Fx som i Labterm eller dens NPU-kode		
Instrument producent og type		
Reagens(er)		
Resultat af 1. bestemmelse af "Normal" + enhed		
Resultat af 2. bestemmelse af "Normal" + enhed		
Resultat af 1. bestemmelse af "10mg/L" + enhed		
Resultat af 2. bestemmelse af "10mg/L" + enhed		
Resultat af 1. bestemmelse af "20mg/L" + enhed		
Resultat af 2. bestemmelse af "20mg/L" + enhed		

Flere kommentarer:

Revisionshistorie:

2013-09: Version 1. Kun med gamle resultater fra den nordiske undersøgelse.

2014-11: Version 2. Med ny forside til indberetning af resultater til fortsat udbredelse af undersøgelse for interferens af heterofile anti-stoffer.

2017-01: Version 3. Med nyt logo

2017-11: Version 4. Ny dokument skabelon.